

● AGAR MAC CONKEY 450g

Medio selectivo y diferencial recomendado para el aislamiento e identificación de Enterobacterias a partir de muestras clínicas, alimentos, agua, productos lácteos y productos farmacéuticos. En este medio se aíslan y diferencian bacilos entéricos Gram negativos fermentadores y no fermentadores de la lactosa.



CARACTERÍSTICAS DE LA COLONIA	INOCULÓ cfu/mL	% DE RECUPERACIÓN
Rosa con halo de precipitado	≤ 100	≥80%
Incoloras, transparentes	≤ 100	≥80%
Incoloras, opacas sin swarming	≤ 100	≥80%
Rosa puntiforme	104 -106	<25%

FÓRMULA POR LITRO

Digerido pancreático de gelatina	17.0 g	Sales biliares	1.5 g
Digerido péptico de tejido animal	1.5 g	Cloruro de sodio	5.0 g
Digerido pancreático de caseína	1.5 g	Cristal violeta	0.001 g
Lactosa 10.0 g Agar bacteriológico	13.5 g		
Rojo neutro	0.03 g		

pH 7.1 ± 0.2 a 25°C

- Mcd Lab
- SKU: 7111