

AGAR DEXTROSA Y PAPA

450g



Producto especializado, diseñado para facilitar el desarrollo de hongos y levaduras a partir de muestras de alimentos, lácteos y cosméticos. Con un contenido neto de 450 g, este medio de cultivo es esencial para laboratorios que buscan resultados confiables y precisos.

		Fórmula por litro
Infusión de papa	200.0g	Agar bacteriológico 15.0g
Dextrosa	20.0g	
		pH 5.6 ± 0.2 a 25°C

Beneficios:

Resultados Confiables: Perfecto para la evaluación de la calidad en industrias alimentarias y cosméticas.

Fácil Manejo: Su presentación en polvo permite una rápida preparación de medios de cultivo.

- **Mcd Lab**
- **SKU: 7041**