

PIPETA BACTERIOLÓGICA 10 ML (PARA LECHE) CLASE B. **KIMAX**



La Pipeta Bacteriológica de 10 ml se utiliza para medir el volumen adecuado en leche sin diluir, calibrada para obtener el volumen correcto. Entrega el volumen correcto sin necesidad de soplar.

CARACTERÍSTICAS

Línea de graduación en 10mL.

Tolerancia de ± 0.10 mL.

Fabricada en vidrio de borosilicato

Clase B, 10 ml.

Extremo superior diseñado para tapón de algodón.

Código de color rojo.

SKU: 37079-10