



PIPETA GRADUADA 25 ML CLASE B **CIVEQ**

La Pipeta Graduada 25 ml Clase B se utiliza para transferir líquidos, mezclar soluciones químicas o suspensiones celulares y colocar reactivos compuestos de diferentes densidades. Esto se hace con la ayuda de un regulador de pipeta, un llenador o una pera.

CARACTERÍSTICAS

Traspasa líquidos de manera segura.

Punta fina de vidrio de alta calidad.

Estrechamiento para tapon de algodón.

Fabricado en vidrio de borosilicato.

SKU: 1630B-25