

PIPETA GRADUADA 5 ML CLASE B **PYREX**

Las Pipeta Graduada 5 ml, clase B toman medidas exactas de líquidos y tienen un material de cristal que se encuentran calibradas en pequeñas divisiones para medir cantidades diferentes de líquido.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad 5ml, clase B

División de 0.1 ml

Tolerancia de ± 0.04 mL.

Fabricado en vidrio de aluminio-borosilicato.

Código de color azul

SKU: 7085-5