

PIPETA GRADUADA SEROLOGICA 10 ML CLASE B.

KIMAX

Las Pipeta Graduada Serologica 10 ml, clase B toman medidas exactas de líquidos y tienen un material de cristal que se encuentran calibradas en pequeñas divisiones para medir cantidades diferentes de líquido.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad 10 ml, clase B.

División de 0.10mL.

Tolerancia de ± 0.06 mL.

Fabricada en vidrio de borosilicato

Código de color naranja.

SKU: 37033-M