

# PIPETA SEROLOGICA GRADUADA 0.1 ML (1/100)

## KIMAX

se utiliza para transferir líquidos, mezclar soluciones químicas o suspensiones celulares y colocar reactivos compuestos de diferentes densidades. Esto se hace con la ayuda de un regulador de pipeta, un llenador o una pera.

### CARACTERÍSTICAS

Pipeta graduada 1mL.

Longitud aproximada de 290mm.

Grado educacional.

División de 0.01mL.

**SKU: 37035-K0**