

PIPETA VOLUMÉTRICA 10 ML KIMAX

La Pipeta Volumétrica de 10 ml se utiliza para medir o trasvasar pequeñas cantidades de líquido. Consisten en un tubo largo y estrecho con un ensanchamiento en la parte central y en su parte superior comprende la línea de aforo que indica el volumen máximo que debe alcanzar el líquido.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad 10 ml

Tolerancia ± 0.04 mL

Fabricada en vidrio de borosilicato.

Grado educacional.

SKU: 37000-K