

PIPETA VOLUMÉTRICA CLASE B

10 ML **KIMAX**

La Pipeta Volumétrica clase B de 10 ml se utiliza para medir o trasvasar pequeñas cantidades de líquido. Consisten en un tubo largo y estrecho con un ensanchamiento en la parte central y en su parte superior comprende la línea de aforo que indica el volumen máximo que debe alcanzar el líquido.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad 10 ml, clase B

Tolerancia ± 0.04 mL

Código de color rojo.

Calibrada para entregar (TD).

SKU: 37000-10