


INFUSION CEREBRO CORAZON

450g

Infusión Cerebro Corazón en Frasco medio enriquecido para microorganismos con numerosos requerimientos nutritivos, también es conocido como BHI, es un medio líquido que permite el crecimiento de microorganismos exigentes como neumococos y estreptococos, además favorece el cultivo de bacterias aeróbicas y anaeróbicas.



MICROORGANISMOS	ATCC	CRECIMIENTO
Streptococcus pyogenes	19615	Bueno
Streptococcus pneumoniae	6303	Bueno
Staphylococcus aureus	25923	Bueno
Escherichia coli	25922	Bueno
Bacillus subtilis	6633	Bueno

FÓRMULA POR LITRO

Infusión de Cerebro de Ternera	200.0 g	Cloruro de sodio	-5.0 g
Infusión de Corazón de Res	250.0 g	Fosfato disódico	-2.5 g
Peptona de Gelatina	10.0 g	Dextrosa	-2.0 g

pH 7.4 ± 0.2 a 25°C

- **Mcd Lab**
- **SKU: 7401**