


BUFFER PH 4 DE 1L HYCEL

- ✓ Un buffer ph 4 es una solución cuyo objetivo es mantener estables los niveles de pH en el cuerpo cuando alguna sustancia ácida o básica se consume.
- ✓ De manera general, estos sistemas se forman por dos compuestos químicos en el que uno actúa como ácido y el otro como base.



CARACTERISTICAS

Buffer de referencia pH 4.01 ± 0.01 a 25 °C.

Líquido incoloro

Soluble en agua

Frasco de 1 litro

SKU: 52206-01L1