

# BUFFER PH 7 DE 1L

## HYCEL

- ✓ Un buffer ph 7 es una solución cuyo objetivo es mantener estables los niveles de pH en el cuerpo cuando alguna sustancia ácida o básica se consume.
- ✓ De manera general, estos sistemas se forman por dos compuestos químicos en el que uno actúa como ácido y el otro como base.



### CARACTERISTICAS

Buffer de referencia pH de 7.00 ± 0.01 a 25°C.

Base de fosfato de sodio y potasio.

Aspecto transparente, incoloro e inodoro.

Frasco de 1 litro

**SKU: 521231-1L9**