

# CAMPANA DURHAM DE 12 X 50MM. DURHAM

La campana Durham es un tubo de laboratorio de vidrio con boca recta y fondo redondo. Tubo de ensayo para la recuperación de gas en bacteriología. Se coloca boca abajo dentro de tubos de ensayo más grandes y permite la visualización de las burbujas de aire atrapadas que han generado los microorganismos.



## CARACTERÍSTICAS

**Capacidad de 2 ml aprox.**

**Utilizada para determinar la producción de gases de microorganismos**

**Fabricado en vidrio de sódico**

**Totalmente liso**



**SKU: T.V.N07063**