

Cámara de Neubauer

CIVEQ

CARACTERÍSTICAS

Profundidad 0.100 mm

Tipo mate

Se utiliza para la determinación de un número de células de un volumen fijo, ya sean leucocitos, eritrocitos, bacterias, trombocitos, esporas, polen, entre otros

La cámara de Neubauer es un instrumento utilizado en medicina y biología para realizar el recuento de esporas y células en un medio líquido, utilizado en laboratorios para realizar el recuento de células en un volumen conocido de una muestra líquida.

0.1000mm

0.0025mm²

Improved

Neubauer

SKU: 7301-1