

# Cápsula De Evaporación De Porcelana Con Pico De 125 Ml

## **CIVEQ**

Recipiente semiesférico que se utiliza en laboratorios para calentar, evaporar, fundir, y mezclar sustancias. Es un material indispensable para realizar procesos químicos que requieren altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS
Capacidad 125 ml
Con pico, fondo redondo
Interior y exterior esmaltado excepto en el borde y en la base
Excelente resistencia química



**SKU: CVQ 20125**