

Cápsula de Evaporación 80x45 **PYREX**

- ✓ Una Cápsula de Evaporación 80x45 es un equipo crucial que se utiliza en laboratorios y otros entornos de prueba para contener muestras de líquidos que requieren evaporación.



- ✓ Esta cápsula baja puede contener de forma segura ácidos, productos químicos y muestras pequeñas, que luego se calientan para inducir la evaporación.

CARACTERÍSTICAS

Fondo plano

Fabricado en vidrio de borosilicato

Capacidad aproximada de 140 ml.

Labio reforzado

SKU: 3180-8045