

Crisol 50 ml Forma Alta de **DUVE** Porcelana



El Crisol 50 ml Forma Alta es un recipiente refractario generalmente de porcelana que se utiliza para colocar en su interior compuestos químicos que se calientan a temperaturas muy altas.

CARACTERÍSTICAS

**Fabricado en porcelana
vitrificada**

**Resistente altas temperaturas
1500°C.**

**Su función principal fundir,
quemar, calcinar o calentar
alguna sustancia o fluidos**

No son volumétricos



SKU: CVQ 1050