

Densímetro Alcoholímetro 20-40 **ROBSAN** Calibrado Gay Lussac



Porcentaje en volumen del etanol sobre un volumen total.

Calibrado, Graduación 20-40

Densímetro de flotación diseñado para determinar el grado de alcohol

Densímetro Alcoholímetro 20-40 Calibrado Gay Lussac es una herramienta especializada para medir con precisión el contenido alcohólico en líquidos. Con un rango de medición de 20-40% de alcohol, este densímetro es ideal para aplicaciones que requieren una evaluación detallada en concentraciones más bajas, como en la industria de bebidas y laboratorios de control de calidad.

Medición en grados Gay-Lussac. Ideal para determinar el grado de alcohol de cerveza, vino, tequila, ron, vodka, etc.

SKU: DE-1100