

Densímetro Alcoholímetro 40-60 Gay Lussac **ROBSAN**



Porcentaje en volumen del etanol
sobre un volumen total.

Sin calibrar, Graduación 40-60

Densímetro de flotación diseñado
para determinar el grado de
alcohol

Herramienta especializada
para medir con precisión el
contenido alcohólico en
líquidos. Con un rango de
medición de 40-60% de
alcohol, este densímetro es
ideal para aplicaciones que
requieren una evaluación
detallada en concentraciones
más bajas, como en la
industria de bebidas y
laboratorios de control de
calidad.

Ideal para determinar el grado de
alcohol de cerveza, vino, tequila,
ron, vodka, etc.

SKU: DE-4060