


Densímetro Alcoholímetro sin calibrar 0-20 Gay **ROBSAN** Lussac



Porcentaje en volumen del etanol
sobre un volumen total.



Densímetro Alcoholímetro sin
calibrar 0-20 Gay Lussac es
una herramienta
especializada para medir con
precisión el contenido
alcohólico en líquidos. Con un
rango de medición de 0-20%
de alcohol, este densímetro es
ideal para aplicaciones que
requieren una evaluación
detallada en concentraciones
más bajas, como en la
industria de bebidas y
laboratorios de control de
calidad.

Sin calibrar, Graduación 0-20



Densímetro de flotación diseñado
para determinar el grado de
alcohol



Ideal para determinar el grado de
alcohol de cerveza, vino, tequila,
ron, vodka, etc.

SKU: DE-1030