

Frasco Cuadrado Ámbar 500ml con Tapa de Rosca **BRAND**

El Frasco Cuadrado Ámbar de 500ml con Tapa de Rosca fabricado en vidrio soda con recubrimiento de etilen-acrilato, son excelentes para almacenar polvos y líquidos. los frascos de reactivos tienen tapas y tapones que protegen el contenido de derrames o de la contaminación ambiental exterior.

CARACTERÍSTICAS

Color ámbar 500 ml

Boca angosta

Fabricado en vidrio de soda con recubrimiento etilen-acrilico

Tapón roscado, anillo de vertido

Temperatura máxima de operación de 80°C.



SKU: 1373-160