

Frasco Graduado con Tapa Rosca 500 ml

KIMAX

Frasco Graduado con Tapa Rosca 500 ml moldeado con vidrio de borosilicato 3.3 USP / EP tipo I transparente, de alta pureza de excelente rendimiento térmico y alta resistencia al ataque químico proporcionando una larga vida útil, graduado, fácil de leer, campo de marcado para escritura, tapa de polipropileno en color azul y anillo de vertido antigoteo, esterilizables en autoclave.

CARACTERÍSTICAS

Intervalo de la graduación de
100 a 400mL

División de 50mL.

Fabricado en vidrio de
borosilicato

Graduación y área en color
blanco.

Tapón roscado GL 45 color azul
y anillo de vertido en
polipropileno.



SKU: 14395-500