

Frasco Graduado de 1L Con Tapa de Rosca de Rosca **PYREX**

Frasco Graduado de 1L con tapa de rosca es útil para almacenar reactivos, patrones de análisis y medios de cultivo, este vidrio de borosilicato 3.3 es altamente resistente al agua, soluciones neutras y ácidas, ácidos concentrados y sus mezclas, así como a cloruro, bromo, yodo, y disolventes orgánicos.



CARACTERÍSTICAS

Intervalo de graduación de 100 a 900 ml

División de 100 ml

Graduación y área en color blanco

Tapa rosca GL 45 color naranja

Anillo de vertido en polipropileno

Fabricado en vidrio de borosilicato

SKU: 1395-1000