

# Frasco Para Dilución de Leche

## 160ml **PYREX**

El Frasco Para Dilución de Leche 160ml se utiliza habitualmente en el laboratorio para la dilución de muestras de productos farmacéuticos, agua, productos lácteos y alimentos antes de comenzar las pruebas microbiológicas.



### CARACTERÍSTICAS

**Boca ancha**

**Sello de hule**

**Esterilizable en autoclave**

**Área de identificación**

**Tapón fenólico roscado  
40-400, color negro**

**SKU: 1373-160**