


MATRAZ ERLLENMEYER 1 L PYREX

El matraz Erlenmeyer 1 l es un recipiente de laboratorio con forma cónica y base ancha, que se utiliza para contener líquidos y realizar reacciones químicas y otros procesos experimentales, su diseño evita salpicaduras y facilita la agitación sin derrames.



CARACTERÍSTICAS

Boca angosta

Clase A

Labio reforzado

Fabricado en vidrio de borosilicato

Intervalo de la graduación de 250 a 1000ml

División de 50ml

Graduación y área en color blanco

SKU: 4980-1L