


MATRAZ ERLLENMEYER 250 ML KIMAX

El matraz Erlenmeyer 250 ml es un recipiente de laboratorio con forma cónica y base ancha, que se utiliza para contener líquidos y realizar reacciones químicas y otros procesos experimentales, su diseño evita salpicaduras y facilita la agitación sin derrames.



CARACTERÍSTICAS

Boca ancha

Labio reforzado

Fabricado en vidrio de borosilicato

Intervalo de la graduación de 50 a 250ml

División de 25ml

Graduación y área en color blanco

SKU: 26650-250