


MATRAZ ERLENMEYER 500 ML **KIMAX**

El matraz Erlenmeyer 500 ml es un recipiente de laboratorio con forma cónica y base ancha, que se utiliza para contener líquidos y realizar reacciones químicas y otros procesos experimentales, su diseño evita salpicaduras y facilita la agitación sin derrames.



CARACTERÍSTICAS

Boca ancha

Labio reforzado

Fabricado en vidrio de borosilicato

Intervalo de la graduación de 100 a 500ml

División de 50ml

Graduación y área en color blanco

SKU: 26650-500