

# MATRAZ KITAZATO 500 ML KIMAX

Matraz Kitazato 500 ml de pared reforzado en vidrio de borosilicato, está diseñado para soportar un vacío de hasta 736 mm/Hg. En su cuello contiene un tubo lateral de vidrio, llamado vástago lateral, que permite su conexión a diferentes dispositivos a través de mangueras o tubos flexibles.

## CARACTERÍSTICAS

Intervalo de graduación de 150 a 500ml

División de 50ml

Graduación y área en color blanco

Soporta un vacío de hasta 736mm Hg.

Acepta tubería flexible con diámetro interno de hasta 5/16" (7.9mm)



**SKU: 27060-500**