

Matraz 150 ml Erlenmeyer **CIVEQ**

- Fabricado de vidrio de borosilicato
- Resistencia altas temperaturas.
- Ideal para centros de educación básica, así como en laboratorios de química orgánica e inorgánica.

✓ ideal para reacciones que generan gases, ya que su forma permite acoplar tapones o dispositivos de escape.

✓ su forma permite sujetarlo fácilmente y realizar titulaciones con precisión.

✓ su base ancha permite mezclar líquidos de manera eficiente, mientras que el cuello estrecho reduce las salpicaduras.

✓ Conserva líquidos durante largos períodos o que no se ven afectados por la luz.



SKU: 1121-150