

Matraz Erlenmeyer 1000 ml **DURAN**



CARACTERÍSTICAS

Cuello estrecho

Fabricado en vidrio de borosilicato

Graduado para facilitar la medición

Fácil y llenado

Grosor de las paredes uniformes para aplicaciones térmicas

El matraz Erlenmeyer 1000 ml es un recipiente de laboratorio con forma cónica y base ancha, que se utiliza para contener líquidos y realizar reacciones químicas y otros procesos experimentales, su diseño evita salpicaduras y facilita la agitación sin derrames.

SKU: 212165409