


Matraz Erlenmeyer 2 L. **PYREX**

El matraz Erlenmeyer 2 litros es un recipiente de laboratorio con forma cónica y base ancha, que se utiliza para contener líquidos y realizar reacciones químicas y otros procesos experimentales, su diseño evita salpicaduras y facilita la agitación sin derrames.



CARACTERÍSTICAS

Fabricada en vidrio de borosilicato

Intervalo de la graduación de 600 a 1800 mL.

Clase A, labio reforzado

División de 200mL.

Boca angosta

Graduación y area en color blanco.

SKU: 4980-2L