

Matraz Erlenmeyer 25 ml

KIMAX

El matraz Erlenmeyer 25 ml es un recipiente de laboratorio con forma cónica y base ancha, que se utiliza para contener líquidos y realizar reacciones químicas y otros procesos experimentales, su diseño evita salpicaduras y facilita la agitación sin derrames.



CARACTERÍSTICAS

Fabricada en vidrio de borosilicato

Intervalo de la graduación de 10 a 25mL.

División de 5mL.

Boca angosta

Graduación y area en color blanco.

SKU: 26500-25