


Matraz Erlenmeyer 300ml **KIMAX**

El matraz Erlenmeyer 125 ml es un recipiente de laboratorio con forma cónica y base ancha, que se utiliza para contener líquidos y realizar reacciones químicas y otros procesos experimentales, su diseño evita salpicaduras y facilita la agitación sin derrames.



CARACTERÍSTICAS

Fabricada en vidrio de borosilicato

Intervalo de la graduación de 100 a 300 mL.

División de 25mL.

Boca angosta

Graduación y area en color blanco.

SKU: 26500-300