

Matraz Erlenmeyer 500 ML **DURAN**

El matraz Erlenmeyer 500 ml es un recipiente de laboratorio con forma cónica y base ancha, que se utiliza para contener líquidos y realizar reacciones químicas y otros procesos experimentales, su diseño evita salpicaduras y facilita la agitación sin derrames

CARACTERÍSTICAS

Cuello estrecho

Fabricado en vidrio de borosilicato

Graduado para facilitar la medición

Fácil limpieza y llamado

Grosor de las paredes uniformes para aplicaciones térmicas



SKU: 212164404