

Matraz Erlenmeyer Boca Angosta Reforzada 250 ml **KIMAX**

El Matraz Erlenmeyer boca angosta reforzada 24/40 es un recipiente de laboratorio con forma cónica y base ancha, que se utiliza para contener líquidos y realizar reacciones químicas y otros procesos experimentales, su diseño evita salpicaduras y facilita la agitación sin derrames.



CARACTERÍSTICAS

Junta 24/40.

Fabricado en vidrio de borosilicato

Intervalo de la graduación de 50 a 225mL.

División de 25mL.

Graduación y área en color blanco.

SKU: 26510-250