

Matraz Erlenmeyer Junta 24/40 500 ml. **KIMAX**

El Matraz Erlenmeyer Junta 24/40 es un recipiente de laboratorio con forma cónica y base ancha, que se utiliza para contener líquidos y realizar reacciones químicas y otros procesos experimentales, su diseño evita salpicaduras y facilita la agitación sin derrames.



CARACTERÍSTICAS

Boca angosta reforzada

Fabricado en vidrio de borosilicato

**Intervalo de la graduación de 100
a 500ml**

Division de 50ml

Gradación y área en color blanco

SKU: 26510-500