


Matraz Erlenmeyer con Rosca Fenólica 500 ml **KIMAX**

El Matraz Erlenmeyer con Rosca Fenólica es un recipiente de laboratorio con forma cónica y base ancha, que se utiliza para contener líquidos y realizar reacciones químicas y otros procesos experimentales, su diseño evita salpicaduras y facilita la agitación sin derrames.



CARACTERÍSTICAS

Fabricado en vidrio de borosilicato

Intervalo de la graduación de 100 a 500mL.

División de 50mL.

Graduación y área en color blanco.

Tapón fenólico rascado 38-430, color negro; sello de hule.

SKU: 26505-500