


Matraz Erlenmeyer con Tapa Rosca Fenólica 250 ml **KIMAX**

El Matraz Erlenmeyer con Tapa Rosca Fenólica es un recipiente de laboratorio con forma cónica y base ancha, que se utiliza para contener líquidos y realizar reacciones químicas y otros procesos experimentales, su diseño evita salpicaduras y facilita la agitación sin derrames.



CARACTERÍSTICAS

Fabricado en vidrio de borosilicato

Intervalo de la graduación de 50 a 225mL.

División de 25mL.

Graduación y área en color blanco.

Tapón fenólico roscado 28-410, color negro; sello de hule.

SKU: 26505-250