

# Matraz Volumétrico 10 ml, clase A. Tapón de Plástico **KIMAX**

El matraz volumétrico 10 ml, clase A es una herramienta esencial en cualquier laboratorio. Este instrumento, indispensable para la preparación de soluciones precisas, garantiza mediciones exactas y confiables



## CARACTERÍSTICAS

**Matraz para uso rudo**

**Fabricado en vidrio de borosilicato 3.3**

**Tolerancia de  $\pm 0.08$  mL.**

**Tapón de polietileno**

**Área para identificación en color blanco**

**SKU: 92812P-10**