

Matraz Volumétrico 250 ml clase A

Tapón de vidrio

KIMAX



El Matraz Volumétrico 250 ml clase A es una herramienta esencial en cualquier laboratorio. Este instrumento, indispensable para la preparación de soluciones precisas, garantiza mediciones exactas y confiables.

CARACTERÍSTICAS

Matraz para uso rudo

Fabricado en vidrio de borosilicato 3.3

Tolerancia de $\pm 0.20\text{mL}$.

Área de identificación en color blanco

Calibrado para contener (TC)



SKU: 28014-250