

Matraz Volumétrico 25ml, clase A Tapón de Plástico **KIMAX**

El matraz volumétrico 25 ml, clase A es una herramienta esencial en cualquier laboratorio. Este instrumento, indispensable para la preparación de soluciones precisas, garantiza mediciones exactas y confiables.



CARACTERÍSTICAS

Matraz para uso rudo

Fabricado en vidrio de borosilicato 3.3

Tolerancia de ± 0.03 mL.

Diámetro: 88 mm

Tapón de polietileno de alta densidad (9)

Área para identificación en color blanco

SKU: 28014P-25