

Matraz Volumétrico de 10 ml, clase A. Tapón de Vidrio. **PYREX**

El matraz volumétrico de 10 ml, clase A es un recipiente de fondo plano con forma de pera que tiene un cuello largo y delgado. La línea delgada, línea de enrase, grabada alrededor del cuello indica el volumen de líquido contenido a una temperatura definida y se denomina línea de enrase.



CARACTERÍSTICAS

10 ml, clase A ASTM

Fabricado en vidrio de borosilicato

Tolerancia de $\pm 0.02\text{mL}$.

Seguro y duradero

Fácil de limpiar



SKU: 5640-010