

Matraz de destilación 250ml

CIVEQ

El matraz de destilación 250ml se utiliza para separar mezclas de dos líquidos con diferentes puntos de ebullición. Se utiliza principalmente para la destilación, el proceso de separar una mezcla de líquidos con diferentes puntos de ebullición mediante evaporación y condensación.

CARACTERÍSTICAS
Fabricado en vidrio borosilicato.
Tubo de destilación: 100 mm
Longitud: 260 mm
Diámetro: 88 mm



SKU: 1133- 250