

Pipeta Volumétrica de 2 ml clase B astm. **KIMAX**

La Pipeta Volumétrica de 2 ml, clase B astm. se utiliza para medir o trasvasar pequeñas cantidades de líquido. Consisten en un tubo largo y estrecho con un ensanchamiento en la parte central y en su parte superior comprende la línea de aforo que indica el volumen máximo que debe alcanzar el líquido.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad 2 ml, clase B.

Calibrada para entregar (TD).

Tolerancia de ± 0.012 mL.

Fabricada en vidrio de borosilicato

Código de color naranja.

SKU: 37000-2