

# Pipeta Volumétrica de 3 ml clase A astm. **KIMAX**

La Pipeta Volumétrica de 3 ml, clase A astm. se utiliza para medir o trasvasar pequeñas cantidades de líquido. Consisten en un tubo largo y estrecho con un ensanchamiento en la parte central y en su parte superior comprende la línea de aforo que indica el volumen máximo que debe alcanzar el líquido.



## CARACTERÍSTICAS

Capacidad 3 ml, clase A.

Calibrada para entregar (TD).

Tolerancia de  $\pm 0.01$  mL.

Fabricada en vidrio de borosilicato

Código de color negro.

**SKU: 37004-3**