

PIPETA SEROLOGICA GRADUADA 0.5 ML CLASE B.

KIMAX

Las Pipeta Graduada Serologica 0.5 ml, clase B toman medidas exactas de líquidos y tienen un material de cristal que se encuentran calibradas en pequeñas divisiones para medir cantidades diferentes de líquido.



CARACTERÍSTICAS

Capacidad 0.5 ml, clase B.

División de 0.5 mL.

Tolerancia de ± 0.01 mL.

Fabricada en vidrio de borosilicato

Código de color negro (x2).

SKU: 37033-05