

# PIPETA SEROLOGICA GRADUADA 5 ML **KIMAX**

Las Pipeta Graduada Serologica 5 ml, toman medidas exactas de líquidos y tienen un material de cristal que se encuentran calibradas en pequeñas divisiones para medir cantidades diferentes de líquido.



## CARACTERÍSTICAS

Capacidad 5 ml.

División de 0.10 mL.

Tolerancia de  $\pm 0.4$  mL.

Fabricada en vidrio de borosilicato

Código de color azul.

**SKU: 37033-5**