

Placa Petri 150X25 mm **ISOLAB**

Placa Petri 150X25 es un recipiente transparente redondo para el cultivo de células y poder observar el crecimiento de las mismas. Consta de dos partes, la base y la tapa un poco más grande que permite que los microorganismos obtengan humedad al generarse vapor por su metabolismo.

- ✓ La base extremadamente plana garantiza una dispersión uniforme del medio y un crecimiento celular uniforme.
- ✓ El cuerpo y los bordes de la tapa pulidos al fuego permiten un uso seguro al reducir el riesgo de rotura.
- ✓ Las tapas se ajustan perfectamente al cuerpo, lo que permite un fácil manejo.
- ✓ Fabricadas con vidrio resistente al calor con un proceso de avellanado que garantiza que las placas no tengan burbujas.



SKU: 081.01.150