


Placa de Porcelana para Desecador **CIVEQ**

Placa de porcelana para desecador, utilizada para sostener los recipientes y envases dentro del desecador, estas placas proporcionan una superficie ideal para sostener sustancias o materiales durante procesos de desecación.

- Proporcionar soporte para muestras dentro del desecador
- Soporta temperaturas de hasta 300 °F (149 °C)
- Resistente a productos químicos
- Hecho de material cerámico



CARACTERÍSTICAS

Orificios de 270 mm de diámetro

Diámetro de la placa 160 mm

Con esmalte

**Resistente al choque termico,
acidos y bases**

SKU: CVQ 20180