

Probeta Graduada 50 ml **KIMAX**

La probeta graduada 50 ml es una herramienta fundamental en cualquier entorno científico, tanto en laboratorios de química, biología y física como en industrias diversas. Estos cilindros graduados están diseñados para medir volúmenes de líquidos con alta precisión.

CARACTERÍSTICAS

Fabricada en vidrio de borosilicato


Intervalo de la graduación de 3 a 50ml

División de 1mL.

Tolerancia de ± 0.4 mL.

Base hexagonal de vidrio

Gradación en color blanco



SKU: 20024-50